

納入実績多数の業界スタンダード

光化学研究用光源

フィルター式分光光源(キセノンランプ/水銀ランプ)

- **明るい単色光**
キセノンランプや水銀ランプをフィルター分光
- **熱が出ない**
サンプルへの熱ダメージを大幅にカット
- **選べる波長**
豊富なフィルターラインナップ(260~900nm)
- **分光照射**
8穴フィルターチェンジャーで波長切換え
- **均一照明**
ロッドレンズで均一分布





■ 使用例

光化学反応

多分岐ファイバーで、反応作業の効率をアップします。

偏光露光

朝日分光製光源で単色光にした後に偏光フィルターを使用すると、P偏光だけが透過します。光の振動方向を一方にする事で分子の配列も整列できます。



商品に関するお問合せは下記までお問い合わせ下さい。

Asahi Spectra Co.,Ltd.
朝日分光株式会社 www.asahi-spectra.co.jp
 本社/営業部 〒114-0034 東京都北区上十条2-13-1 ガーディアビル4F
 tel.: 03-3909-1151 fax: 03-3909-1152 E-mail: info@asahi-spectra.co.jp
 東日本営業所 〒329-2741 栃木県那須塩原市北赤田1576
 tel.: 0287-37-4763 fax: 0287-37-4001 E-mail: info_tochigi@asahi-spectra.co.jp
 大阪営業所 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原2-14-4 MF新大阪ビル2F
 tel.: 06-4807-1777 fax: 06-4807-1778 E-mail: info_osaka@asahi-spectra.co.jp

光学機器製品ホームページ掲載中!

- ソーラーシミュレータ HALシリーズ
- 定エネルギー分光光源 PVL-3300
- キセノン光源 MAX・LAXシリーズ 100W 300W 1000W
- UV光源 REXシリーズ 250W 1000W
- UV-LED光源 POT-365
- シングルモノクロCMSシリーズ f=100 f=250
- 高速分光ユニット HSU-100S など

www.asahi-spectra.co.jp